


ragmask v2.2


ragmask.com

1. Напечатайте только этот лист.
Остальные не нужны, сохраните бумагу.




2. Проверьте масштаб.

Настоящая линейка должна совпадать с той, что напечатана ниже.



3. Отрежьте материалы.

28x28см ткань, 1 штука на маску
2.5x40см ткань для лямок, 4 штуки на маску



26x13см фильтр (опционально)*, 1 штука на маску
10см металлической / медной проволоки, 1 штука на маску


- * Эффективность разных материалов в роли фильтра будет добавлена позже. На ragmask.com/materials – самая новая информация про это. Даже маска без фильтра лучше, чем её отсутствие

4. Оберните фильтр тканью.



5. Сшейте вместе 3 стороны.

0.5cm припуск на шов, скорость важнее красоты.



6. Согните.



7. Отметьте.



Используйте шаблон с 1 стр.



8. Сшейте.




9. Отрежьте.



10. Выверните наружу.



11. Отметьте места для лямок.




12. Пришейте лямки на внешней стороне маски.

На последней странице – еще более быстрый способ прикрепить лямки.





13. Вставьте проволоку
Центр – над носом.



14. Изогните проволоку
в примерную форму
носа.

Как носить

ragmask.com



Новые детали по использованию и уходу будут добавлены в будущем.

Экстра: Быстрые лямки

Больше на ragmask.com/pro

1. Распечатайте еще одну копию страницы 1, обрежьте шаблон. Сделав первую складку, отметьте центры ремней.

2. Пришейте ремни как часть первой строчки. (Зашейте над ремешками для дополнительной прочности).

3. Сложите пополам (ремни на внутренней стороне сгиба), пометьте, прошейте и обрежьте, как раньше.

